


NSK LED 커플링의 확대된 사용범위

기존에 사용하고 있는 커플링을 바꾼다면 모든NSK 옵틱커플링, KaVo® MULTiflex® LUX은 NSK LED로 격상할 수 있습니다.



- 핸드피스를 포함한 LED를 굳이 살 필요없이 커플링만 교체하여 사용할 수 있습니다.
- 모든 기존의 에어터빈 핸드피스는 LED 커플링으로부터 LED 조명을 제공 받을 수 있습니다. (NSK and KaVo® MULTiflex® LUX)
- 진료환경을 LED 조명으로 교체하는 가장 경제적이고 쉬운 방법입니다.

LED Couplings

- 스텐레스 바디 • 티타늄 코팅 • 역지번기구(감염방지)
- 모든 핸드피스에 적용가능(NSK, KaVo®)



제품명 PTL-CL-LED M
코드번호 P1001606
• NSK용 커플링



제품명 KCL-LED M
코드번호 P1005603
• KaVo® MULTiflex® LUX용 커플링(수량조절 가능)

Line up of NSK Air Turbines Compatible with LED Couplings

Ti-Max X Series	S-Max M Series	Ti-Max 45 Series	Ti-Max S950 Series	LED Couplings
X500L / X600L / X700L 	M500L / M600L 	A450L 	S950L 	NSK LED Coupling PTL-CL-LED M 
X500KL / X600KL / X700KL 	M500KL / M600KL 	AK450L 	S950KL 	KaVo® LED Coupling KCL-LED M 

KaVo® and MULTiflex® LUX are registered trademarks of Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

판매총대리점



주식회사 신흥

www.shinhung.co.kr

서울시 중구 중림동 10-3 신흥빌딩
TEL : 02-6366-2000 FAX : 02-6366-2107



엘리트덴탈

www.elitedental.co.kr

서울시 중구 남대문로 5가 158 신흥빌딩 4F
TEL : 02-752-2875 FAX : 02-752-2820

A/S 서비스 전문회사



NSK 서비스 주식회사

www.nsk-korea.co.kr

서울시 중구 남대문로 5가 158 신흥빌딩 3F
TEL : 02-318-0030/0031 FAX : 02-318-0034

바르고 안전하게 사용해 주시기 위하여, 사용하시기 전 반드시 [취급 설명서] 를 읽어 주십시오.

PR-D635K Ver.1 10.06

NSK

LED Couplings



당신이 필요한 모든 것, LED 커플링

NSK LED커플링으로 교체하는 것만으로도,
당신은 비교할 수 없는 최신의 조명기술을 활용할 수 있습니다.



보다 오랫동안

LED는 할로겐 라이트에 비해 보다 더 선명한 자연광에 흡사한 빛을 생성합니다.

보다 선명하게

LED 광원은 할로겐 보다 더 수명이 길며 내구성이 좋습니다.

왜 NSK LED 인가?

NSK LED의 색온도와 광도


사람의 눈은 일상 생활에 있는 일광을 사용하므로 인공조명 보다 일광에서 윤각, 색, 움직임 시각적으로 보다 더 잘 인식합니다. NSK LED의 색온도가 일광과 동등한 6,500K이기 때문에 NSK LED는 진료에 있어 더 명확한 시각과 자연광에 근접한 빛을 전달합니다. 또한 NSK LED의 광도는 일반할로겐 전구보다 더 우수합니다.



Figures by NSK Laboratory
*with NSK air turbines *as of Aug., 2009

전압변화에 의한 조도의 변화

또한 NSK LED는 2.8V~3.3V의 어떠한 전압에서도, 안정적인 조도를 제공합니다.



Figures by NSK Laboratory
*with NSK LED Coupling *as of Apr., 2010

LED 빛의 안정된 공급

NSK LED 체계는 각각의 전압을 갖은 덴탈체어에서도 일관된 LED 조명의 질을 공급합니다.